

Fotonová LED světelná maska na obličej a krk

Návod v češtině

1. Představení produktu

Přístroj pro fotonové omlazení pleti je domácí, nositelné a dobíjecí kosmetické zařízení využívající světelnou terapii. Je určen k péči o pleť obličeje a krku.

Povrch výrobku je vyroben z lékařského silikonu, díky čemuž je příjemný na nošení, snadno použitelný, skládací a přenosný. Upevnění lze přizpůsobit různým tvarům obličeje pomocí nastavitelných pásků, takže je vhodný pro různé uživatele.

Maska obsahuje 118 skupin, celkem 944 kvalitních světelných diod. Krční kosmetický přístroj obsahuje 62 skupin, celkem 496 světelných diod. Každá dioda využívá 4 čipy a vyzařuje 4 vlnové délky světla:

- červené světlo 630 nm
- modré světlo 460 nm
- žluté světlo 590 nm
- blízké infračervené světlo 850 nm

Pomocí ovladače lze nastavit dobu působení, přepínat jednotlivé světelné režimy a volit 3 úrovně intenzity světla.

Na základě principů světelné terapie proniká světelné záření do pokožky, podporuje stimulaci buněk produkujících kolagen a elastin a přispívá ke kosmetické péči o pleť.

2. Obsah balení

Balení obsahuje:

- fotonovou masku
- fotonový krční kosmetický přístroj
- silikonovou ochrannou oční masku
- fixační pásek na krk
- nastavitelný pásek na suchý zip
- ovladač
- nabíjecí kabel

3. Technické údaje

Název produktu: Přístroj pro fotonové omlazení pleti

Model: 2309–2327

Nabíjecí napětí: 5 V / 1 A

Kapacita baterie: 2600 mAh

Provozní proud: ≤ 3,5 A

Maximální výkon: ≤ 25 W

Použitá norma: GB/T36419-2018

Rozměry produktu: 324 × 213 × 4,3 mm (maska), 338 × 220 × 4,7 mm (krční část)

4. Režimy světla a intenzita

Přístroj umožňuje používat tyto světelné režimy:

- červené světlo
- modré světlo
- žluté světlo
- zelené světlo
- fialové světlo
- oranžové světlo
- azurové světlo
- blízké infračervené světlo (NIR)
- kombinované světlo

U všech režimů lze nastavit intenzitu ve třech stupních: 1–2–3, přičemž stupeň 3 je nejvyšší.

Infračervené světlo NIR lze používat samostatně nebo jej kombinovat s kterýmkoli z ostatních světelných režimů. Režimy i účinky krční přístroje jsou stejné jako u fotonové masky.


5. Před prvním použitím

Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Při nabíjení kontrolka na ovladači bliká. Po úplném nabití zůstane ukazatel baterie svítit trvale. Doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.

Pokud na displeji hlavního ovladače bliká ikona baterie, připojte nabíjecí kabel k adaptéru 5 V/1 A a k nabíjecímu portu přístroje. Během nabíjení přístroj nepoužívejte.


Nastavitelný pásek na suchý zip umožňuje pohodlné nošení masky. Pro správné nasazení provlékněte pásek otvorem na druhé straně masky, obtočte jej kolem hlavy a upevněte.

6. Nasazení přístroje



1. Před použitím důkladně očistěte obličej i samotný přístroj.
2. Nasadte silikonovou ochrannou oční masku a připevněte upevňovací pásek.
3. Nasadte masku nebo krční přístroj na ošetřovanou oblast.
4. Upevněte pásek tak, aby přístroj dobře držel, ale netlačil.
5. Připojte ovladač k přístroji.

7. Použití přístroje



1. Po nasazení přístroje stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí přibližně 2,5 sekundy, tím přístroj zapnete. Po zapnutí se automaticky rozsvítí červené světlo.
2. Tlačítkem **M** přepínáte mezi jednotlivými světelnými režimy: modrým, žlutým, zeleným, fialovým, azurovým, oranžovým a NIR světlem.
3. Tlačítkem **E** nastavujete intenzitu světla. Intenzitu lze přepínat mezi úrovněmi 1, 2 a 3.
4. Tlačítkem **T+** nastavíte delší dobu ošetření v krocích 15, 20, 25 a 30 minut. Tlačítkem **T-** čas postupně zkracujete.
5. Tlačítkem **NIR** lze samostatně zapnout nebo vypnout funkci blízkého infračerveného světla. Po zapnutí ji lze kombinovat s kterýmkoli ze sedmi barevných režimů.
6. Po ukončení použití se přístroj automaticky vypne. Vypnout jej můžete také ručně podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 2,5 sekundy. Při připojení nebo odpojení přístroje zazní zvukový signál.

8. Doporučené používání

Doporučená frekvence používání je 3 až 4krát týdně. Doporučená délka jednoho ošetření je 15 až 25 minut.

Po skončení použití sundejte přístroj a můžete pokračovat v běžné péči o pleť.

9. Čištění a údržba

Po skončení ošetření přístroj jemně otřete vlhkým hadříkem nebo ubrouskem. Poté jej nechte oschnout na dobře větraném místě. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Přístroj není vodotěsný. Neponořujte jej do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

10. Důležitá bezpečnostní upozornění

- Výrobek používejte pouze podle tohoto návodu. Nepoužívejte zařízení jiným způsobem, než je doporučeno, jinak může dojít k poruše zařízení nebo k nehodě.
- Výrobek nepoužívejte k léčbě nebo zlepšení jiného stavu, než pro který je určen.
- Těhotné ženy, kojící ženy a děti by tento výrobek neměly používat.
- Pokud má uživatel tělesné, smyslové nebo duševní onemocnění nebo podstupuje dermatologickou léčbu či se nachází v počáteční fázi kožního onemocnění, například lupus erythematosus, fotosenzitivní ekzém nebo albinismus, používání výrobku se nedoporučuje. Pokud je použití nutné, mělo by probíhat pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo podle pokynů odborníka, například dermatologa.
- Výrobek nepoužívejte, pokud trpíte fotosenzitivitou nebo jinou poruchou citlivosti na světlo. V takovém případě může dojít k závažné kožní reakci.
- Nepoužívejte výrobek ve stejný den jako kosmetické přípravky obsahující fotosenzitivní složky.
- Během používání dbejte na ochranu očí, správně si nasadte oční masku a doporučuje se mít během použití zavřené oči. Pokud trpíte dědičným onemocněním očí, výrobek nepoužívejte bez předchozí konzultace s odborníkem.
- Pokud během používání pocítíte jakékoli nepohodlí, přístroj okamžitě přestaňte používat.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo jsou poškozené některé jeho části.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Bez povolení výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.

Fotonová LED svetelná maska na tvár a krk

Návod v slovenčine

1. Predstavenie produktu

Prístroj na fotónové omladenie pleti je domáce, nositeľné a dobíjateľné kozmetické zariadenie využívajúce svetelnú terapiu. Je určené na starostlivosť o pleť tváre a krku.

Povrch výrobku je vyrobený z lekárskeho silikónu, vďaka čomu je príjemný na nosenie, jednoducho sa používa, je skladací a prenosný. Upevnenie je možné prispôsobiť rôznym tvarom tváre pomocou nastaviteľných pásov, takže je vhodný pre rôznych používateľov.

Maska obsahuje 118 skupín, spolu 944 kvalitných svetelných diód. Krčný kozmetický prístroj obsahuje 62 skupín, spolu 496 svetelných diód. Každá dióda využíva 4 čipy a vyžaruje 4 vlnové dĺžky svetla:

- červené svetlo 630 nm
- modré svetlo 460 nm
- žlté svetlo 590 nm
- blízke infračervené svetlo 850 nm

Pomocou ovládača je možné nastaviť dobu pôsobenia, prepínať jednotlivé svetelné režimy a voliť 3 úrovne intenzity svetla.

Na základe princípov svetelnej terapie preniká svetelné žiarenie do pokožky, podporuje stimuláciu buniek produkujúcich kolagén a elastín a prispieva ku kozmetickej starostlivosti o pleť.

2. Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- fotónovú masku
- fotónový krčný kozmetický prístroj
- silikónovú ochrannú očnú masku
- fixačný pásik na krk
- nastaviteľný pásik na suchý zips
- ovládač
- nabíjací kábel

3. Technické údaje

Názov produktu: Prístroj na fotónové omladenie pleti

Model: 2309–2327

Nabíjacie napätie: 5 V/1 A

Kapacita batérie: 2600 mAh

Pracovný prúd: ≤ 3,5 A

Menovitý výkon: ≤ 25 W

Použitá norma: GB/T36419-2018

Rozmery produktu: 324 × 213 × 4,3 mm (maska), 338 × 220 × 4,7 mm (krčná časť)

4. Režimy svetla a intenzita

Prístroj umožňuje používať tieto svetelné režimy:

- červené svetlo
- modré svetlo
- žlté svetlo
- zelené svetlo
- fialové svetlo
- oranžové svetlo
- azúrové svetlo
- blízke infračervené svetlo (NIR)
- kombinované svetlo

Pri všetkých režimoch je možné nastaviť intenzitu v troch stupňoch: 1–2–3, pričom stupeň 3 je najvyšší.

Infračervené svetlo NIR je možné používať samostatne alebo ho kombinovať s ktorýmkoľvek z ostatných svetelných režimov. Režimy aj účinky krčného kozmetického prístroja sú rovnaké ako pri fotónovej maske.


5. Pred prvým použitím

Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria plne nabitá. Pri nabíjaní kontrolka na ovládači bliká. Po úplnom nabití zostane ukazovateľ batérie svietiť trvalo. Doba nabíjania je približne 4 hodiny.

Ak na displeji hlavného ovládača bliká ikona batérie, pripojte nabíjací kábel k adaptéru 5 V/1 A a k nabíjaciemu portu prístroja. Počas nabíjania prístroj nepoužívajte.


Nastaviteľný pásik na suchý zips umožňuje pohodlné nosenie masky. Pre správne nasadenie prevlečte pásik otvorom na druhej strane masky, obtočte ho okolo hlavy a pevne upevnite.

6. Nasadenie prístroja



1. Pred použitím dôkladne očistite tvár aj samotný prístroj.
2. Nasadte silikónovú ochrannú očnú masku a pripevnite upevňovací pásik.
3. Nasadte masku alebo krčný prístroj na ošetrovanú oblasť.
4. Upevnite pásik tak, aby prístroj dobre držal, ale netlačil.
5. Pripojte ovládač k prístroju.

7. Používanie prístroja



1. Po nasadení prístroja stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia približne 2,5 sekundy. Tým prístroj zapnete. Po zapnutí sa automaticky rozsvieti červené svetlo.
2. Tlačidlom **M** prepínate medzi jednotlivými svetelnými režimami: modrým, žltým, zeleným, fialovým, azúrovým, oranžovým a NIR svetlom.
3. Tlačidlom **E** nastavujete intenzitu svetla. Intenzitu je možné prepínať medzi úrovňami 1, 2 a 3. Úroveň 3 je najvyššia.
4. Tlačidlom **T+** nastavíte dlhší čas ošetrovania v krokoch 15, 20, 25 a 30 minút. Tlačidlom **T-** čas postupne skracujete.
5. Tlačidlom **NIR** je možné samostatne zapnúť alebo vypnúť funkciu blízkeho infračerveného svetla. Po zapnutí je možné ju kombinovať s ktorýmkoľvek zo siedmich farebných režimov.
6. Po ukončení používania sa prístroj automaticky vypne. Vypnúť ho môžete aj ručne podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia počas 2,5 sekundy. Pri pripojení alebo odpojení prístroja zaznie zvukový signál.

8. Odporúčané používanie

Odporúčaná frekvencia používania je 3 až 4-krát týždenne. Odporúčaná dĺžka jedného ošetrovania je 15 až 25 minút.

Po skončení používania zložte prístroj a môžete pokračovať v bežnej starostlivosti o pleť.

9. Čistenie a údržba

Po skončení ošetrovania prístroj jemne utrite vlhkou handričkou alebo obrúskom. Potom ho nechajte uschnúť na dobre vetranom mieste. Nevystavujte ho vysokým teplotám.

Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte ho do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.

10. Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Výrobok používajte iba podľa tohto návodu. Nepoužívajte zariadenie iným spôsobom, než je odporúčané, inak môže dôjsť k poruche zariadenia alebo k nehode.
- Výrobok nepoužívajte na liečbu alebo zlepšenie iného stavu, než na ktorý je určený.
- Tehotné ženy, dojčiace ženy a deti by tento výrobok nemali používať.
- Ak má používateľ telesné, zmyslové alebo duševné ochorenie alebo podstupuje dermatologickú liečbu či sa nachádza v počiatočnej fáze kožného ochorenia, napríklad lupus erythematosus, fotosenzitívny ekzém alebo albinizmus, používanie výrobku sa neodporúča. Ak je použitie nevyhnutné, malo by prebiehať iba pod dohľadom zodpovednej osoby alebo podľa pokynov odborníka, napríklad dermatológa.
- Výrobok nepoužívajte, ak trpíte fotosenzitivitou alebo inou poruchou citlivosti na svetlo. V takom prípade môže dôjsť k závažnej kožnej reakcii.
- Nepoužívajte výrobok v ten istý deň ako kozmetické prípravky obsahujúce fotosenzitívne zložky.
- Počas používania dbajte na ochranu očí, správne si nasadte očnú masku a odporúča sa mať počas používania zatvorené oči. Ak trpíte dedičným ochorením očí, výrobok nepoužívajte bez predchádzajúcej konzultácie s odborníkom.
- Ak počas používania pocítite akýkoľvek diskomfort, prístroj okamžite prestaňte používať.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo sú poškodené niektoré jeho časti.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Bez povolenia výrobok nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte.

Fotonos LED-fénymaszk arcra és nyakra

Magyar nyelvű utasításokat

1. A termék bemutatása

A bőr fotonos fiatalítására szolgáló készülék egy otthoni, viselhető és újratölthető kozmetikai eszköz, amely fényterápiát alkalmaz. Az arc és a nyak bőrének ápolására szolgál.

A termék felülete orvosi szilikonból készült, ezért kényelmes viseletet biztosít, könnyen használható, összecusukható és hordozható. A rögzítés az állítható pántok segítségével különböző arcformákhoz igazítható, ezért különböző felhasználók számára is megfelelő.

A maszk 118 csoportban összesen 944 kiváló minőségű LED-et tartalmaz. A nyaki kozmetikai eszköz 62 csoportban összesen 496 LED-et tartalmaz. Minden dióda 4 chippel működik, és 4 fényhullámhosszt bocsát ki:

- vörös fény 630 nm
- kék fény 460 nm
- sárga fény 590 nm
- közeli infravörös fény 850 nm

A vezérlő segítségével beállítható a kezelési idő, válthatók az egyes fényüzemmódok, valamint 3 fényintenzitási szint közül lehet választani.

A fényterápia elvei alapján a fény mélyebben behatol a bőrbe, támogatja a kollagént és elasztint termelő sejtek stimulálását, és hozzájárul a bőr kozmetikai ápolásához.

2. A csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

- fotonos maszk
- fotonos nyaki kozmetikai eszköz
- szilikon védő szemmaszk
- nyakrögzítő pánt
- állítható tépőzáras pánt
- vezérlő
- töltőkábel

3. Műszaki adatok

A termék neve: Bőr fotonos fiatalítására szolgáló készülék

Modell: 2309–2327

Töltési feszültség: 5 V / 1 A

Akkumulátor kapacitása: 2600 mAh

Üzemi áram: ≤ 3,5 A

Névleges teljesítmény: ≤ 25 W

Alkalmazott szabvány: GB/T36419-2018

A termék méretei: 324 × 213 × 4,3 mm (maszk), 338 × 220 × 4,7 mm (nyaki eszköz)

4. Fényüzemmódok és intenzitás

A készülék a következő fényüzemmódokat teszi lehetővé:

- vörös fény
- kék fény
- sárga fény
- zöld fény
- lila fény
- narancssárga fény
- ciánkék fény
- közeli infravörös fény (NIR)
- kombinált fény

Minden üzemmódnál 3 intenzitási fokozat állítható be: **1–2–3**, ahol a 3-as fokozat a legerősebb.

Az NIR infravörös fény önállóan is használható, vagy bármely más fényüzemmóddal kombinálható. A nyaki kozmetikai eszköz üzemmódjai és hatásai megegyeznek a fotonos maszkéval.


5. Az első használat előtt

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Töltés közben a vezérlő jelzőfénye villog. Teljes feltöltés után az akkumulátor jelzője folyamatosan világít. A töltési idő körülbelül 4 óra.

Ha a fő vezérlő kijelzőjén villog az akkumulátor ikonja, csatlakoztassa a DC töltőkábelt egy 5 V/1 A adapterhez és a készülék töltőportjához. Töltés közben ne használja a készüléket.


Az állítható tépőzáras pánt kényelmes viseletet biztosít. A helyes felhelyezéshez fűzze át a pántot a maszk másik oldalán lévő nyíláson, vezesse a fej köré, majd rögzítse szorosan.

6. A készülék felhelyezése



1. Használat előtt alaposan tisztítsa meg az arcot és magát a készüléket.
2. Helyezze fel a szilikon védő szemmaszkot, és rögzítse a pántot.
3. Helyezze fel a maszkot vagy a nyaki eszközt a kezelendő területre.
4. Rögzítse a pántot úgy, hogy a készülék jól tartson, de ne szorítson.
5. Csatlakoztassa a vezérlőt a készülékhez.

7. A készülék használata



1. A készülék felhelyezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot körülbelül 2,5 másodpercig. Ezzel a készülék bekapcsol. Bekapcsolás után automatikusan a vörös fény indul el.
2. Az **M** gombbal válthat a különböző fényüzemmódok között: kék, sárga, zöld, lila, ciánkék, narancssárga és NIR fény.
3. Az **E** gombbal állíthatja be a fény intenzitását. Az intenzitás 1, 2 és 3 szint között váltható. A 3-as szint a legerősebb.
4. A **T+** gombbal a kezelési idő 15, 20, 25 és 30 perces lépésekben növelhető. A **T-** gombbal az idő fokozatosan csökkenthető.
5. A **NIR** gombbal a közeli infravörös fény funkció önállóan be- vagy kikapcsolható. Bekapcsolás után a hét színes üzemmód bármelyikével kombinálható.
6. A használat befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol. Kézzel is kikapcsolható a be-/kikapcsoló gomb 2,5 másodperces lenyomásával. A készülék csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor hangjelzés hallható.

8. Ajánlott használat

Az ajánlott használati gyakoriság heti 3–4 alkalom. Egy kezelés ajánlott időtartama 15–25 perc.

Használat után vegye le a készüléket, majd folytathatja a szokásos bőrápolási rutint.

9. Tisztítás és karbantartás

A kezelés befejezése után a készüléket finoman törölje át nedves kendővel vagy törölkendővel. Ezután hagyja megszáradni jól szellőző helyen. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

A készülék nem vízálló. Ne merítse vízbe, és ne öblítse folyó víz alatt.

10. Fontos biztonsági figyelmeztetések

- A terméket kizárólag a jelen használati útmutató szerint használja. Ne használja a készüléket az ajánlottól eltérő módon, mert ez meghibásodáshoz vagy balesethez vezethet.
- A terméket ne használja más állapot kezelésére vagy javítására, mint amelyre rendelték.
- Terhes nők, szoptató nők és gyermekek nem használhatják ezt a terméket.
- Ha a felhasználó testi, érzékszervi vagy mentális betegségben szenved, illetve bőrgyógyászati kezelés alatt áll, vagy bőrbetegség kezdeti szakaszában van, például lupus erythematosus, fényérzékeny ekcéma vagy albinizmus esetén, a termék használata nem ajánlott. Ha használata mégis szükséges, azt csak felelős személy felügyelete mellett vagy szakember, például bőrgyógyász utasításai szerint szabad végezni.
- Ne használja a terméket, ha fényérzékenységben vagy más, fényre való érzékenységgel járó rendellenességben szenved. Ilyen esetben súlyos bőrreakció léphet fel.
- Ne használja a terméket ugyanazon a napon olyan kozmetikai készítményekkel együtt, amelyek fényérzékenyítő összetevőket tartalmaznak.
- Használat közben ügyeljen a szem védelmére, helyezze fel megfelelően a szemmaszkot, és ajánlott a szemet zárva tartani a kezelés során. Ha örökletes szembetegségben szenved, a terméket csak szakemberrel történt előzetes konzultáció után használja.
- Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Ne használja a terméket, ha sérült, vagy bármely alkatrésze sérült.
- A terméket gyermekektől elzárva tárolja. Csecsemők és kisgyermekek számára nem alkalmas.
- Engedély nélkül ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a terméket.

Photonische LED-Lichtmaske für Gesicht und Hals

Anleitung auf Deutsch

1. Produktvorstellung

Das Gerät zur photonischen Hautverjüngung ist ein tragbares, wiederaufladbares Kosmetikgerät für den Heimgebrauch, das Lichttherapie nutzt. Es ist für die Pflege der Haut von Gesicht und Hals bestimmt.

Die Oberfläche des Produkts besteht aus medizinischem Silikon und ist dadurch angenehm zu tragen, leicht zu verwenden, faltbar und tragbar. Die Befestigung kann mithilfe verstellbarer Bänder an verschiedene Gesichtsformen angepasst werden, sodass das Gerät für unterschiedliche Anwender geeignet ist.

Die Maske enthält 118 Gruppen mit insgesamt 944 hochwertigen LEDs. Das kosmetische Halsgerät enthält 62 Gruppen mit insgesamt 496 LEDs. Jede Diode arbeitet mit 4 Chips und sendet 4 Lichtwellenlängen aus:

- rotes Licht 630 nm
- blaues Licht 460 nm
- gelbes Licht 590 nm
- nahinfrarotes Licht 850 nm

Mithilfe des Controllers können die Behandlungsdauer eingestellt, die einzelnen Lichtmodi gewechselt und 3 Intensitätsstufen des Lichts gewählt werden.

Auf Grundlage der Prinzipien der Lichttherapie dringt die Lichtstrahlung in die Haut ein, unterstützt die Stimulation von Zellen, die Kollagen und Elastin produzieren, und trägt zur kosmetischen Hautpflege bei.

2. Lieferumfang

Die Verpackung enthält:

- photonische Maske
- photonisches kosmetisches Halsgerät
- schützende Augenmaske aus Silikon
- Fixierband für den Hals
- verstellbares Klettband
- Controller
- Ladekabel

3. Technische Daten

Produktname: Gerät zur photonischen Hautverjüngung

Modell: 2309–2327

Ladespannung: 5 V/1 A

Akkukapazität: 2600 mAh

Betriebsstrom: $\leq 3,5$ A

Nennleistung: ≤ 25 W

Angewandter Standard: GB/T36419-2018

Produktabmessungen: 324 × 213 × 4,3 mm (Maske), 338 × 220 × 4,7 mm (Halsgerät)

4. Lichtmodi und Intensität

Das Gerät bietet folgende Lichtmodi:

- rotes Licht
- blaues Licht
- gelbes Licht
- grünes Licht
- violetter Licht
- oranges Licht
- azurblaues Licht
- nahinfrarotes Licht (NIR)
- kombiniertes Licht

Bei allen Modi kann die Intensität in drei Stufen eingestellt werden: 1–2–3, wobei Stufe 3 die höchste ist.

Das NIR-Infrarotlicht kann einzeln verwendet oder mit jedem der anderen Lichtmodi kombiniert werden. Die Modi und Wirkungen des kosmetischen Halsgeräts entsprechen denen der photonischen Maske.


5. Vor der ersten Verwendung

Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung, dass der Akku vollständig geladen ist. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte am Controller. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die Akkuanzeige dauerhaft. Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden.

Wenn das Akkusymbol auf dem Display des Hauptcontrollers blinkt, schließen Sie das DC-Ladekabel an ein 5 V/1 A-Netzteil und an den Ladeanschluss des Geräts an. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.


Das verstellbare Klettband ermöglicht ein angenehmes Tragen der Maske. Fädeln Sie für das richtige Anlegen das Band durch die Öffnung auf der anderen Seite der Maske, führen Sie es um den Kopf und befestigen Sie es fest.

6. Anlegen des Geräts



1. Reinigen Sie vor der Verwendung gründlich das Gesicht und das Gerät selbst.
2. Legen Sie die schützende Augenmaske aus Silikon an und befestigen Sie das Band.
3. Setzen Sie die Maske oder das Halsgerät auf den zu behandelnden Bereich auf.
4. Befestigen Sie das Band so, dass das Gerät gut sitzt, aber nicht drückt.
5. Schließen Sie den Controller an das Gerät an.

7. Verwendung des Geräts



1. Nach dem Anlegen des Geräts drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2,5 Sekunden lang. Dadurch wird das Gerät eingeschaltet. Nach dem Einschalten startet automatisch das rote Licht.
2. Mit der Taste **M** wechseln Sie zwischen den einzelnen Lichtmodi: blau, gelb, grün, violett, azurblau, orange und NIR-Licht.
3. Mit der Taste **E** stellen Sie die Lichtintensität ein. Die Intensität kann zwischen den Stufen 1, 2 und 3 umgeschaltet werden. Stufe 3 ist die höchste.
4. Mit der Taste **T+** können Sie die Behandlungszeit in Schritten von 15, 20, 25 und 30 Minuten verlängern. Mit der Taste **T-** verkürzen Sie die Zeit schrittweise.
5. Mit der Taste **NIR** kann die Funktion des nahinfraroten Lichts separat ein- oder ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten kann sie mit jedem der sieben Farbmodi kombiniert werden.
6. Nach Beendigung der Anwendung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Es kann auch manuell ausgeschaltet werden, indem die Ein-/Aus-Taste 2,5 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Beim Anschließen oder Trennen des Geräts ertönt ein Signalton.

8. Empfohlene Anwendung

Die empfohlene Anwendungshäufigkeit beträgt 3 bis 4 Mal pro Woche. Die empfohlene Dauer einer Anwendung beträgt 15 bis 25 Minuten.

Nehmen Sie das Gerät nach der Anwendung ab und setzen Sie anschließend Ihre übliche Hautpflegeroutine fort.

9. Reinigung und Pflege

Wischen Sie das Gerät nach der Anwendung vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Reinigungstuch ab. Lassen Sie es anschließend an einem gut belüfteten Ort trocknen. Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

10. Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie das Gerät nicht auf andere als die empfohlene Weise, da dies zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Behandlung oder Verbesserung anderer Zustände als derjenigen, für die es bestimmt ist.
- Schwangere Frauen, stillende Frauen und Kinder sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Wenn der Anwender an körperlichen, sensorischen oder geistigen Erkrankungen leidet, sich in dermatologischer Behandlung befindet oder sich im Anfangsstadium einer Hauterkrankung befindet, beispielsweise Lupus erythematodes, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus, wird die Verwendung des Produkts nicht empfohlen. Falls die Verwendung dennoch erforderlich ist, sollte sie nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Person oder nach Anweisung eines Facharztes, beispielsweise eines Dermatologen, erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an Photosensibilität oder einer anderen Form von Lichtempfindlichkeit leiden. In einem solchen Fall kann es zu einer schweren Hautreaktion kommen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht am selben Tag zusammen mit kosmetischen Präparaten, die lichtempfindlich machende Inhaltsstoffe enthalten.
- Achten Sie während der Anwendung auf den Schutz der Augen, legen Sie die Augenmaske korrekt an, und es wird empfohlen, die Augen während der Anwendung geschlossen zu halten. Wenn Sie an einer erblichen Augenerkrankung leiden, verwenden Sie das Produkt nur nach vorheriger Rücksprache mit einem Facharzt.
- Wenn Sie während der Anwendung irgendein Unbehagen verspüren, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Teile davon beschädigt sind.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht ohne entsprechende Genehmigung.

Mască LED cu Imină fonică pentru față și gât

Instrucțiuni în română

1. Prezentarea produsului

Aparatul pentru întinerirea fonică a pielii este un dispozitiv cosmetic portabil, purtabil și reîncărcabil pentru uz casnic, care utilizează terapia cu lumină. Este destinat îngrijirii pielii feței și gâtului.

Suprafața produsului este realizată din silicon medical, ceea ce îl face confortabil la purtare, ușor de utilizat, pliabil și portabil. Fixarea poate fi adaptată la diferite forme ale feței cu ajutorul benzilor reglabile, astfel încât produsul este potrivit pentru utilizatori diferiți.

Mască conține 118 grupuri, în total 944 de LED-uri de înaltă calitate. Dispozitivul cosmetic pentru gât conține 62 de grupuri, în total 496 de LED-uri. Fiecare diodă funcționează cu 4 cipuri și emite 4 lungimi de undă ale luminii:

- lumină roșie 630 nm
- lumină albastră 460 nm
- lumină galbenă 590 nm
- lumină infraroșie apropiată 850 nm

Cu ajutorul controlerului se poate seta durata tratamentului, se pot schimba modurile de lumină individuale și se pot selecta 3 niveluri de intensitate a luminii.

Pe baza principiilor terapiei cu lumină, radiația luminoasă pătrunde în piele, susține stimularea celulelor care produc colagen și elastină și contribuie la îngrijirea cosmetică a pielii.

2. Conținutul pachetului

Pachetul conține:

- mască fonică
- dispozitiv cosmetic fonic pentru gât
- mască de protecție pentru ochi din silicon
- bandă de fixare pentru gât
- bandă reglabilă cu arici
- controler
- cablu de încărcare

3. Date tehnice

Denumirea produsului: Aparat pentru întinerirea fonică a pielii

Model: 2309–2327

Tensiune de încărcare: 5 V/1 A

Capacitatea bateriei: 2600 mAh

Curent de funcționare: ≤ 3,5 A

Putere nominală: ≤ 25 W

Standard aplicat: GB/T36419-2018

Dimensiunile produsului: 324 × 213 × 4,3 mm (mască), 338 × 220 × 4,7 mm (dispozitiv pentru gât)

4. Moduri de lumină și intensitate

Dispozitivul permite utilizarea următoarelor moduri de lumină:

- lumină roșie
- lumină albastră
- lumină galbenă
- lumină verde
- lumină violet
- lumină portocalie
- lumină albastru-azuriu
- lumină infraroșie apropiată (NIR)
- lumină combinată

La toate modurile, intensitatea poate fi setată în trei trepte: **1–2–3**, iar treapta 3 este cea mai puternică.

Lumina infraroșie NIR poate fi utilizată separat sau combinată cu oricare dintre celelalte moduri de lumină. Modurile și efectele dispozitivului cosmetic pentru gât sunt aceleași ca la masca fonică.


5. Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată. În timpul încărcării, indicatorul de pe controler clipește. După încărcarea completă, indicatorul bateriei rămâne aprins continuu. Timpul de încărcare este de aproximativ 4 ore.

Dacă pictograma bateriei de pe afișajul controlerului principal clipește, conectați cablul de încărcare DC la un adaptor de 5 V/1 A și la portul de încărcare al dispozitivului. Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.


Banda reglabilă cu arici permite purtarea confortabilă a măștii. Pentru fixarea corectă, treceți banda prin orificiul de pe partea opusă a măștii, înfășurați-o în jurul capului și fixați-o bine.

6. Aplicarea dispozitivului



1. Înainte de utilizare, curățați bine fața și dispozitivul.
2. Puneți masca de protecție pentru ochi din silicon și fixați banda.
3. Așezați masca sau dispozitivul pentru gât pe zona care urmează să fie tratată.
4. Fixați banda astfel încât dispozitivul să stea bine, dar să nu apese.
5. Conectați controlerul la dispozitiv.

7. Utilizarea dispozitivului



1. După aplicarea dispozitivului, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de aproximativ 2,5 secunde. Astfel, dispozitivul se pornește. După pornire, se activează automat lumina roșie.
2. Cu butonul **M** comutați între modurile de lumină: albastru, galben, verde, violet, albastru-azuriu, portocaliu și lumină NIR.
3. Cu butonul **E** setați intensitatea luminii. Intensitatea poate fi comutată între nivelurile 1, 2 și 3. Nivelul 3 este cel mai ridicat.
4. Cu butonul **T+** puteți prelungi durata tratamentului în pași de 15, 20, 25 și 30 de minute. Cu butonul **T-** reduceți treptat timpul.
5. Cu butonul **NIR**, funcția de lumină infraroșie apropiată poate fi pornită sau oprită separat. După activare, aceasta poate fi combinată cu oricare dintre cele șapte moduri colorate.
6. După încheierea utilizării, dispozitivul se oprește automat. De asemenea, poate fi oprit manual prin apăsarea și menținerea butonului de pornire/oprire timp de 2,5 secunde. La conectarea sau deconectarea dispozitivului se aude un semnal sonor.

8. Utilizare recomandată

Frecvența recomandată de utilizare este de 3 până la 4 ori pe săptămână. Durata recomandată a unei ședințe este de 15 până la 25 de minute.

După utilizare, scoateți dispozitivul și puteți continua rutina obișnuită de îngrijire a pielii.

9. Curățare și întreținere

După terminarea tratamentului, ștergeți ușor dispozitivul cu o cârpă umedă sau cu un șervețel umed. Apoi lăsați-l să se usuce într-un loc bine ventilat. Nu îl expuneți la temperaturi ridicate.

Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu îl scufundați în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.

10. Avertismente importante de siguranță

- Utilizați produsul exclusiv conform prezentului manual de utilizare. Nu utilizați dispozitivul într-un mod diferit de cel recomandat, deoarece acest lucru poate duce la defectarea dispozitivului sau la accidente.
- Nu utilizați produsul pentru tratarea sau ameliorarea altor afecțiuni decât cele pentru care este destinat.
- Femeile însărcinate, femeile care alăptează și copiii nu trebuie să utilizeze acest produs.
- Dacă utilizatorul suferă de afecțiuni fizice, senzoriale sau psihice, se află sub tratament dermatologic sau se află în stadiul incipient al unei afecțiuni cutanate, cum ar fi lupus eritematos, eczemă fotosensibilă sau albinism, utilizarea produsului nu este recomandată. Dacă utilizarea este totuși necesară, aceasta trebuie să aibă loc numai sub supravegherea unei persoane responsabile sau conform instrucțiunilor unui specialist, de exemplu un dermatolog.
- Nu utilizați produsul dacă suferiți de fotosensibilitate sau de orice altă tulburare de sensibilitate la lumină. Într-un astfel de caz poate apărea o reacție cutanată severă.
- Nu utilizați produsul în aceeași zi împreună cu produse cosmetice care conțin ingrediente fotosensibilizante.
- În timpul utilizării, protejați-vă ochii, aplicați corect masca pentru ochi și este recomandat să țineți ochii închiși pe durata utilizării. Dacă suferiți de o afecțiune oculară ereditară, utilizați produsul numai după consultarea prealabilă a unui specialist.
- Dacă în timpul utilizării simțiți orice fel de disconfort, opriți imediat utilizarea dispozitivului.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă oricare dintre componentele sale este deteriorată.
- Păstrați produsul departe de copii. Nu este destinat sugarilor și copiilor mici.
- Nu demontați, nu modificați și nu reparați produsul fără autorizație.